

HIGIENIZAÇÃO DAS MÁSCARAS

MATERIAL PARA USO DO VOLUNTÁRIO QUE IRÁ MONTAR HIGIENIZAR AS MÁSCARAS:

- mascara N95
- avental descartável
- luvas de procedimento

Separar um ambiente exclusivo para a higienização e embalagem

Evitar a circulação de muitas pessoas neste ambiente

COMO FAZER:

- imergir o produto (suporte e/ou lamina de acetato) em álcool 70% ou mais, deixar por cerca de 15 minutos, após separar um local para deixar secar em ar ambiente e evaporar o álcool – ambiente arejado –

Finalizar embalando em sacos plásticos, de preferencia com vedação e evitar manipular e deixar rolando por vários locais após embalado – apenas para evitar que muitas pessoas entrem em contato com o produto antes de chegar ao hospital